4.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА -ЧАСТИЦ И ОПРЕ-ДЕЛЕНИЕ ИХ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПОМОЩИ МАГНИТ-НОГО СПЕКТРОМЕТРА

Денис Васильев

1 Цель:

- 1. С помощью магнитного спектрометра исследовать энергетический спектр частиц при распаде ядер 137-Цезия и определить их максимальную энергию.
- 2. Калибровка спектрометра осуществляется по энергии электронов внутренней коверсии 137-Цезия.

2 Оборудование:

Спектрометр, радиоактивный источник, катушка, магнитная линза, свинцовый фильтр, диафрагма.

3 Введение:

Бета-распадом называется самопроизвольное превращение ядер, при котором их массовое число не изменяется, а заряд увеличивается или уменьшается на единицу. Бета-активные ядра встречаются во всей области значений массового числа A, начиная от единицы (свободный нейтрон) и кончая самыми тяжелыми ядрами. Период полураспада -активных ядер изменяется от ничтожных долей секунды до 10^{18} лет. Выделяющаяся при единичном акте -распада энергия варьируется от 18кэВ (для распада трития) до 13,4 МэВ (для распада из изотопа бора).

4 Теория:

В данной работе мы будем иметь дело с электронным распадом

$$_{Z}^{A}X \rightarrow_{Z+1}^{A}X + e^{-} + \widetilde{\nu},$$

при котором кроме электрона испускается антинейтрино. Освобождающася при распаде энергия делится между электроном, антинейтрино и дочерним ядром, однако доля энергии, передаваемой ядру, исчезающе мала по сравнению с энергией, уносимой электроном и антинейтрино. Практически можно считать, что эти две чатицы делят между собой всю освобождающуюся энергию. Поэтому электроны могут иметь любое значение энергии – от нулевой до некоторой максимальной, которая равна энергии, освобождающейся при -распаде, являющейся важной физической величиной. Вероятность $d\omega$ того, что при распаде электрон вылетит с импульсом d^3p , а антинейтрино с импульсом в интервале d^3k , очевидно, пропорциональна произведению этих дифференциалов. Но мы должны ещё учесть ЗС'Э, согласно которому импульсы p и k электрона и антинейтрино связаны соотношением

$$E_e - E - ck = 0,$$

где E_e — максимальная энергия электрона, кинетическая энергия электрона E связана с его импульсом обычным релятивистским соотношением

$$E = c \cdot \sqrt{p^2 + m^2 c^2},$$

а через ck обозначена энергия антинейтрино с импульсом k. ЗСЭ можно учесть введением в выражение для $d\omega$ δ -функции

$$\delta(E_e - E - ck)$$
,

по определению не равной нулю только при соблюдении ЗСЭ. Таким образом, вероятность $d\omega$ может быть записана в виде

$$d\omega = D\delta(E_e - E - ck)d^3pd^3k = D\delta(E_e - E - ck)p^2dpk^2d\Omega_e d\Omega_{\widetilde{\nu}},$$

где D – некоторый коэффициент пропорциональности, $d\Omega_e$, $d\Omega_{\tilde{\nu}}$ – элементы телесных углов направлений вылета электрона и нейтрино. Вероятность $d\omega$ непосредственно связана с -спектром, поскольку для очень большого числа N_0 распадов число dN распадов с вылетом электрона и антинейтрино с импульсом соответственно от p до p+dp и от k до k+dk определяется соотношением

$$dN = N_0 d\omega.$$

Коэффициент D в данном случае можем считать константой, тогда интегрируя по правилу интегрирования δ -функций, получим:

$$dN = \frac{16\pi^2 N_0}{c^2} Dp^2 (E_e - E)^2 dp.$$

Переходя от dp к dE:

$$dE = \frac{c^2 p}{E + mc^2} dp.$$

Тогда


$$\frac{dN}{dE} = N_0 B c p(E + mc^2)(E_e - E)^2 = N_0 B \sqrt{E(E + 2mc^2)}(E_e - E)^2(E + mc^2),$$

где $B = \frac{16\pi^2 D}{c^4}$. В нерелятивистском случае это выражение упрощается:

$$\frac{dN}{dE} \approx \sqrt{E}(E_e - E)^2.$$


Это выражение приводит к спектру, имеющему вид широкого колокола. Кривая плавно отходит от нуля и столь же плавно, по параболе, касается оси абсцисс в области максимальной энергии электронов E_e . Однако, дочерние ядра, возникающие в результате -распада, нередко оказываются возбужденными. Возбужденные ядра отдают свою энергию либо излучая γ -квант, либо передавая избыток энергии одному из электронов с внутренних оболочек атома. Излучаемые в таком процессе электроны имеют строго определенную энергию и называются конверсионными.


5 Экспериментальная установка:




6 Результаты:

Проводим всю необходимую подготовку, описанную в методичке, а затем приступаем к измерениям. Калибруем спектрометр, а затем строим график Ферми-Кюри.







Получаем следующее значение максимальной энергии -спектра:

$$E_e = (585.58 \pm 29.66) keV.$$